


Silk'n®
Beautiful Technology

Tightra
H2401



HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Silk'n Tightra



Tartalomjegyzék

1. Figyelmeztetések.....	119
2. Ellenjavallatok	121
3. Biztonsági funkciók	124
4. A készülék bemutatása	124
5. Kezelések.....	129
6. Kezdjük el!	132
7. Tisztítás, karbantartás és tárolás.....	136
8. Hibaelhárítás	137
9. Ügyfélszolgálat	138
10. Cserealkatrészek.....	139
11. Jótállás.....	139
12. Hulladékkezelés	139
13. Műszaki adatok.....	141
14. Jelek és szimbólumok	142
15. Címkézés.....	144
16. Kimeneti teljesítménygörbék.....	144
17. EMC műszaki eredmények	144
18. Jogi nyilatkozat.....	145

1. Figyelmeztetések



Ez a használati útmutató az Európai Unió hatályban lévő szabványain és jogszabályain alapszik. Külföldi tartózkodás esetén tartsa be az országspecifikus irányelveket és törvényeket.

Az első használat előtt olvassa el teljesen a használati útmutatót és őrizze azt meg későbbi használatra. Javasoljuk, hogy minden kezelés előtt újból olvassa végig a használati útmutatót.

- Mindig tartsa szárazon a készüléket, az USB-kábelt és az adaptert.
- Ne használja a készüléket fürdés vagy zuhanyzás közben.
- Mindig gondoskodjon arról, hogy kezei szárazak legyenek, mielőtt a készüléket az áramellátásra csatlakoztatja.
- Soha ne használja az adaptert, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, ha az nem megfelelően működik, vagy vízbe merült. Ennek bekövetkezése esetén azonnal húzza ki az adaptert az áramforrásból, mielőtt megérintené. Az adapter tápellátásról való leválasztása elektromos áramütést okozhat!

- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol robbanásveszély áll fenn. Tartsa távol a készüléket és annak minden részét nyílt lángtól és forró felületektől.
- Tartsa az adapter mindenkor hozzáférhető helyen, így vészhelyzet esetén könnyen el lehet távolítani az áramforrásból.
- Töltés után húzza ki a készüléket az áramellátásból.
- Soha ne húzza ki az adaptert a foglalatból a kábelnél fogva. Mindig az adaptert fogva húzza ki.
- Úgy helyezze el az adapterkábelt, hogy ne okozzon botlásveszélyt.
- Ne használja, ha az ebben a használati útmutatóban szereplő alkatrészeket vagy tartozékokat a gyártó nem szállította, illetve ha a készülék sérült, vagy úgy tűnik, hogy nem megfelelően működik. Ezen esetekben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy ne legyen véletlen durva felület, éles perem vagy kiálló rész, amely sérülést okozhat.

- Ne próbálja meg módosítani, felnyitni és megjavítani a készüléket. Veszélyes elektromos alkatrészeknek teheti ki magát, és súlyos károkat okozhat magának. Valamint elveszíti a jótállást is.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermek nem végezheti.
- Gyerekek nem játszhatnak a csomagolással. Megsérthetik magukat a csomagolóanyaggal, vagy lenyelhetik az apró alkatrészeket és megfulladhatnak.
- Ha a készülék eléri élettartamának végét, vigye a készüléket és minden alkatrészét egy elektromos készülékek számára alkalmas újrahasznosító helyre. Lásd a következő részt: 12. Hulladékkezelés.

2. Ellenjavallatok

Ezt a készüléket és annak minden alkatrészét 18. életévüket betöltött nők használhatják, akik szeretnék erősíteni és feszesíteni a medencefenék szerveit, csökkenteni a vizelet-visszatartási képtelenséget/inkontinenciát vagy a hüvelyi tüneteket.

A készüléket a következő személyek nem használhatják: Gyermekek, transznemű nők, korlátozott fizikai, érzékelési vagy pszichológiai képességekkel rendelkező felnőttek, illetve azok, akiknek nincs tapasztalata vagy tudása a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, illetve azok, akik nem ismerik a velejáró veszélyeket.



Ne használja, ha:

- terhes vagy szoptat.
- műtéten estek át a hüvely vagy a medence területén az utóbbi 12 hónapban, illetve teljes gyógyulás előtt.
- aktív elektromos implantátuma/készüléke van bármelyik testrészében, szívritmus-szabályozója vagy belső defibrillátora van.
- fém implantátuma van, többek között fém méhen belüli eszköz/készülék (IUD) a kezelés területén.
- jelenleg olyan súlyos betegségben szenved, mint pl. szívbetegség, érzékelési zavarok, epilepszia, kontrollálatlan magas vérnyomás, máj- vagy vesebetegség.
- volt bőrrákja és nemi szervet érintő rákja, illetve jelenleg bármilyen típusú rákja, illetve rák előtti stádiumú anyajegye.
- legyengült az immunrendszere autoimmun betegség miatt, mint pl. AIDS és HIV, vagy ha immunszuppresszáns gyógyszereket szed.
- rosszul kontrollált endokrin rendellenességben szenved, mint cukorbetegség és a pajzsmirigy megbetegedései és hormonális virilizáció.
- fennálló egészségi problémája van a kezelés területén, például herpesz, pikkelysömör, ekcéma, kiütés, nyílt sebek, horzsolások vagy léziók.
- fényvel, lézerrel, rádiófrekvenciás sugárzással (RF) vagy egyéb készülékkel kezelést kapott a kezelt területen, nem ablatív eljárásokhoz, illetve ablatív frakcionális lézer hámlasztáshoz (a kezelés súlyosságától függően) a kezelés előtt 3 hónapon belül.
- Isotretinoin (Accutane®) gyógyszert használt a kezelés előtti 6 hónapon belül.
- nemi úton terjedő betegsége van.

- jelenleg húgyúti, medencefenéki vagy hüvelyi fertőzése van.
- az elmúlt 3 hónapban sugár- vagy kemoterápiás kezelésben részesült.
- betegség vagy egyéb egészségügyi probléma miatt nem érzékeli megfelelően a hőt.
- menstruál.
- bármilyen olyan egyéb betegsége van, amely orvosa véleménye szerint veszélyessé tenné a készülék használatát.



Konzultáljon orvosával a használat előtt, ha:

- abnormális lett az eredménye a PAP-kenetvizsgálaton vagy hüvelyvizsgálaton az elmúlt 2 évben.
- a kezelés helyén hő által kiváltott betegsége volt vagy van, például herpesz simplex.
- hüvelyi műtétje volt, vagy hüvelysüllyedést állapítottak meg.
- bőrprobléma, a hegyszövet túlburjánzása (keloid), abnormális sebgyógyulás merült fel, valamint nagyon száraz és töredezett a bőre.
- véralvadási zavarokkal küzd, vagy véralvadásgátlót szed, kivéve az alacsony dózisú aszpirint.
- implantált hálója van.
- nem fém méhen belüli eszköze/készüléke (IUD) van.
- az elmúlt két héten olyan gyógyszert, gyógynövényeket, étrend-kiegészítőket és vitaminokat használt, amelyek köztudottan módosítják a gyógyulást a kezelési területen.
- méhsüllyedése, hólyagsérve vagy végbélsérve van.
- bőrének állapota miatt az orvos gyógyszert írt fel az utóbbi 6 hónapon belül.

- méhen belüli fibroidja (miómája), endometriózisa vagy méhen belüli polipja, illetve egyéb abnormális állapota van a méhben vagy a hüvelyben.

3. Biztonsági funkciók

ASilk'n készülékesetében a biztonság a legfontosabb. ASilk'n Tightra következő biztonsági funkciókkal rendelkezik:

- **Hőstabilizáló:** A túlmelegedés megelőzésére a 16 **elektróda** (#6, #7) mindegyike beépített hőstabilizálóval rendelkezik. Ha emelkedést észlel a kezelt bőrfelület hőmérsékletében, a stabilizáló automatikusan leállítja a rádiófrekvenciás energia kibocsátását, amíg a bőr hőmérséklete elegendő mértékben csökken a melegítés folytatásához.
- **Érintő érzékelő:** Az érintő érzékelő biztosítja, hogy a rádiófrekvenciás energia csak az elektródákon (#6, #7) **keresztül megy keresztül, amikor az elektródák (#6, #7) jól érintkeznek a bőrhöz.**
- **Mozgásérzékelő:** Amikor külső módban használja a készüléket, az csak akkor bocsát ki rádiófrekvenciás energiát, amikor a készüléket a bőrön mozgatják.

4. A készülék bemutatása

4.1 A készülék leírása

Silk'n Tightra olyan készülék, amely bipoláris rádiófrekvenciás energiát használ, amely az **elektródák** (#6, #7) között áramlik. A bipoláris rádiófrekvenciás energia a hüvelyi kollagén és a rugalmas rostok képződését és helyreállítását szolgálja.

A készülék LED-lámpái jelzik a különböző energiaszinteket és kezelési módokat. Újratölthető akkumulátora van, amely C típusú **USB-kábellel** (#9) tölthető.

Tekintse meg a használati útmutató elején, (i) oldalon lévő ábrát, hogy hol találhatóak az egyes részek.

4.2 Rendeltetészerű használat

A Silk'n Tighra elektromosan működtetett készülék, amelynek célja, hogy javítsa a medencefenéki szervek erősségét és feszségét, valamint csökkentse a vizelet-visszatartási stresszt vagy a hüvelyi tüneteket, továbbá javítsa a szexuális funkciókat.

A készülék kizárólag magánjellegű használatra készült, és kereskedelmi vagy terapeuta általi használatra nem alkalmas. Ne használja más célra, mint ami ebben a használati utasításban szerepel.

HU

4.3 A csomag tartalma


- Silk'n Tighra készülék
- USB-kábel és adapter
- Silk'n Intimate Gel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy
- Kozmetikai táská


4.4 Készülék részei


- USB-port (#1)
- Akkumulátor jelző lámpa (#2)
- Kezelőgomb (#3)
- Kezelési mód jelző lámpa (#4)
- Energiaszint-jelző lámpák (#5)
- Elektródák - belső mód (#6)
- Elektródák - külső mód (#7)
- Védőburkolat (#8)
- USB-kábel - C-típusú (#9)
- USB-adapter (#10)

4.5 A készülék vezérlői

Kezelés	Művelet	Leírás
Kezelőgomb (#3) 	Hosszú megnyomás	<ul style="list-style-type: none"> • Készülék aktiválva - belső mód, energiaszint 1 (alacsony); kezelési mód jelző lámpa (#4) ki van kapcsolva (nem világít) • Aktív állapotban a hosszú megnyomás kikapcsolja a készüléket; 1 rezgés
	Rövid megnyomás 1-szer	Belső mód - energiaszint 2 (közepes)
	Rövid megnyomás 2-szer	Belső mód - energiaszint 3 (magas)
	Rövid megnyomás 3-szor	Külső mód - energiaszint 1 (alacsony); kezelési mód jelző lámpa (#4) be van kapcsolva (folyamatosan fehér)
	Rövid megnyomás 4-szer	Külső mód - energiaszint 2 (közepes)
	Rövid megnyomás 5-ször	Külső mód - energiaszint 3 (magas)

Kezelés	Művelet	Leírás
Kezelési mód jelző lámpa (#4) 	Ki: nem világít	Belső mód
	Be: folyamatosan fehér	Külső mód
	Fehéren világít - villog	Rendszerhiba van. A lámpa villog és váltakoznak az energiaszint-jelző lámpák (#5)

Energiaszint- jelző lámpák (#5) 	Zöld - folyamatos	1 lámpa - 1. szint (alacsony) 2 lámpa - 2. szint (közepes) 3 lámpa - 3. szint (magas)
	Zöld - villog	Rendszerhiba van. A lámpák villognak és a kezelési mód jelző lámpák váltakoznak (#4)

Akkumulátor jelző lámpa (#2) 	Zöld - villog	A készülék töltődik
	Zöld - folyamatos Narancssárga - villog Narancssárga - folyamatos	A készülék feltöltve Akkumulátor alacsony töltése Nincs töltés az akkumulátorban, kezelési mód inaktív

- i** A készülék bekapcsolásakor az összes LED **jelzőlámpa** (#4, #5) 1 másodpercig világít, majd kialszik. Ez jelzi, hogy az összes LED-lámpa működik.

4.6 A készülék leállása

A készülék e 3 helyzet egyikében leáll:

- Teljesített egy 20 perces kezelést.
 - A készülék nem érintkezik szorosan a bőrrel legalább 2 percig.
 - Az akkumulátor töltöttsége túl alacsony.
- i** A készülék leállításakor egy rezgés érezhető.

4.7 Kezelési módok

A készüléknek 2 kezelési módja van: belső és külső.


- **Belső mód:** Használja ezt a módot a hüvelyi szövet és a medencefenék izmainak erősítésére, hogy növelje az izomtónust és csökkentse az inkontinenciát.
- **Külső mód:** Használja ezt a módot a hüvely külső bőrének feszesítésére, a hüvely jobb megjelenése érdekében.
- **A kezelési módok módosítása:** Kapcsolja ki, majd be a készüléket. A kívánt módba lépéshez tekintse meg a 2. lépést itt: 6.2 Kezelés belső módban vagy 6.3 Kezelés külső módban.

4.8 Energiaszintek

- Mindegyik kezelési módban 3 energiaszint van: 1. szint (alacsony), 2. szint (közepes), 3. szint (magas). Általánosságban minél magasabb az energiaszint, annál jobb az eredmények.
- Minden kezelési mód az 1. energiaszinten indul.
- **Az energiaszint módosítása:** Haladjon körbe az energiaszinteken a **kezelőgomb** (#3) rövid megnyomásával, a kívánt szint eléréséig.

4.9 A készülék töltődik

Első használat előtt mindig töltsen a készüléket. Az első töltés körülbelül 6 órát vesz igénybe.



- Helyezze az **USB-kábelt** (#9) a készülékbe. Helyezze a kábel másik végét az **USB-adapterbe** (#10), és csatlakoztassa az áramellátásra. Az **akkumulátor és a kezelési mód jelző lámpák** (#4, #2) be- és kikapcsolnak, majd az **akkumulátorjelző lámpa** (#2) zölden villog.
- Töltsen fel teljesen a készüléket minden 20 perces kezelés után, és ellenőrizze az akkumulátor szintjét az új kezelés előtt.

5. Kezelések

HU



5.1 Kezelési terv

- Minden belső vagy külső kezelés 20 percig tart.
- Használja a készüléket egyik vagy mindkét módban hetente 2 vagy 3 alkalommal, 4 héten keresztül.
- Ezután csökkentse a használatot fokozatosan heti egy alkalomra, majd 2 hetente vagy ritkábban használja, igény szerint.



5.2 Mi várható a készüléktől

A kezelés során normális jelenségnek számítanak a következők:

- **Hő érzése:** belső és külső kezelés közben.
 - **Enyhe bőrpír vagy duzzanat jelentkezik:** Ez a hüvely környékén, külső kezelést követően történhet. Ezek a reakciók 24 órán belül elmúlnak.
 - i** Ha ilyen reakciókat tapasztal, kenje be az érintett bőrt aloe verával.
 - **Rövid rezgés:** Kezelés közben néhány percenként rezgést érez. Ez normális, és jelzi, hogy a készülék aktív.
 - **Inkontinencia ideiglenes fokozódása:** Belső mód használatakor néhány használó gyakoribb vizelési ingert tapasztalhat. Ne aggódjon, ez néhány nap múlva elmúlik. Az inkontinencia hatásai kezdenek múlni, és a kezelések eredményei is javulnak.
-  Azonnal hagyja abba a kezelést, ha bőrpírt, hólyagosodást vagy égést tapasztal.
-  Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha fájdalmat tapasztal, illetve a bőr vagy a készülék túl meleg lesz.

5.3 Lehetséges mellékhatások

Ha az útmutatás szerint használja, a Silk'n Tightra használatával járó mellékhatások és komplikációk ritkák. Alább néhány javaslatot talál arra, ha lehetséges mellékhatásokat észlelne.

<p>Kisebb kényelmetlenség (belső/külső mód)</p> <p>Az eljárás bizonyos felhasználók esetén enyhe kellemetlenséggel járhat. Ez a leginkább enyhén szűrő érzéshez hasonló a hüvely körüli bőrön. A szűrő érzés a kezelés alatt vagy után léphet fel.</p>	<p>Javaslat: Használjon alacsonyabb energiaszintet, és a következő kezelés előtt várjon, amíg elmúlik a kényelmetlenség.</p>
<p>Túlzott hőérzet (belső/külső mód)</p> <p>Ha fájdalma van, súlyos kényelmetlenséget vagy kellemetlenséget észlel, csökkentse az energiaszintet addig, amíg nem érzi magát kellemesen.</p>	<p>Javaslat: Használjon alacsonyabb energiaszintet, és a következő kezelés előtt várjon, amíg elmúlik a hatás.</p>
<p>Allergiás reakció (Belső/külső mód)</p> <p>Ritka esetben kezelés után allergiás reakció tapasztalható.</p>	<p>Javaslat: Hagyja abba a kezelést, és konzultáljon orvosával, ha a reakció 24 óra elteltével is fennáll.</p>
<p>Túlzott pirosság és duzzanat (külső mód)</p> <p>Ritka esetekben a hüvely körüli bőr nagyon pirossá és duzzadtá válhat. A pirosság és a duzzanat 2-5 nap alatt elmúlik.</p>	<p>Javaslat: Gyakori alkalmazás esetén kezelje aloe vera krémmel. A következő kezelés előtt várjon, amíg a hatás elmúlik. Konzultáljon orvosával, amennyiben a pirosság nem múlik el 5 napon belül.</p>
<p>Hólyagok vagy égések (külső mód)</p> <p>Nagyon ritka esetben a hüvely környéki bőrön hólyagokat vagy égő érzést észlelhet.</p>	<p>Javaslat: Hűtse le az érintett területet, és használjon égés elleni krémet. A következő kezelés előtt várjon, amíg a hatás elmúlik, és használjon alacsonyabb energiaszintet. Konzultáljon orvosával, ha a bőre egy hét alatt nem lesz ismét normális állagú.</p>

Pattanások

(belső mód)

Ritka esetben közvetlenül a kezelés után pattanásokat észlelhet.

Javaslat:

Konzultáljon orvosával, ha a hatás 24 óra elteltével is fennáll.

⚠️ Azonnal hagyja abba a használatát, ha ezen hatások valamelyike súlyosbodik.

⚠️ Keresse fel orvosát, amennyiben a hatások nem múlnak el 2-3 napon belül.

6. Kezdjük el!

6.1 Előkezelés

- Gondoskodjon arról, hogy a készülék akkumulátora ne legyen túl alacsony töltöttségű (lásd [4.9 A készülék töltődik](#)).
- Kezelés előtt ürítse ki húgyhólyagját.
- Ellenőrizze, hogy a készülék lejárati dátuma nem telt-e le.
- Használat előtt távolítsa el a **védőburkolatot** (#8), amely az **elektródák** (#6, #7) felett van.
- Használat előtt tisztítsa meg az **elektródákat** (#6, #7) hüvelytörlővel, majd törölje szárazra tiszta papírtörlővel.
- Soha ne használjon gyúlékony folyadékokat, például alkoholt (többek között parfümöket, fertőtlenítőket vagy egyéb alkoholtartalmú termékeket) vagy acetont a bőr használat előtti megtisztítására.
- Használat előtt távolítsa el a piercingeket vagy fémeket a kezelési területről.

6.2 Kezelés belső módban

1. Vigyen fel kis mennyiséget a készülékhez mellékelt zseléből minden **elektródára** (#6, #7). A zselét nem kell belsőleg felvinni.
 2. A belső módban való kezelésekhöz kapcsolja be a készüléket a **kezelőgomb** (#3) hosszú megnyomásával. A belső mód aktív lesz, és a készülék az 1. energiaszintre kapcsol. A **kezelésjelző lámpa** (#4) kikapcsol (nem világít). Rezgést érez, és a készülék használatra kész.
 3. Feküdjön le, és helyezze magát kényelembe. Kezdje a kezelést az 1. energiaszinten.
 4. Helyezze az **elektrodákat** (#6, #7) a hüvelyébe, amennyire kényelmes. Amikor a készülék a hüvelyben van, ellenőrizze, hogy a készülék alá van-e támasztva a kezelések közben:
 - Ha lábait szétterpeszti az ágyon, zárja össze kissé lábait, hogy a készüléket a helyén tartsa.
 - Ha hajlított lábbal fekszik (és lábfeje az ágyon van), helyezzen párnát a készülék alá, hogy a készüléket a helyén tartsa.
 - Lehet, hogy tartani szeretné a készüléket, ha úgy véli, hogy ezzel segít a helyén tartani.
- i** Kezelés közben körülbelül percenként egyszer rezgést érez.
5. Ha 5 perc elteltével megszokja a hőt, lépjen a 2. energiaszintre a **kezelőgomb** (#3) rövid megnyomásával. A 3. energiaszint (magas) használatához nyomja meg a **kezelőgombot** (#3) még egyszer.

6. Tartsa a helyén a készüléket 20 percig. Javasoljuk, hogy egyenesen feküdjön és ne mozogjon. Azonban jó, ha néha forgatja a készüléket, így az energia keresztüláramlik az **elektródákon** (#6, #7). 20 perc után a készülék kikapcsol.

i Fájdalom vagy kényelmetlenség esetén:

- Ha a 2. vagy a 3. energiaszintet használja, csökkentse az energiaszintet a **kezelőgomb** (#3) 1-szeri vagy 2-szeri megnyomásával. Várjon 5 percet a hőhatás csökkenéséhez.
- Ha már az 1. energiaszintet használja, távolítsa el a készüléket, és a készülék használata előtt várjon, amíg jól érzi magát.


7. A kezelés végén távolítsa el a készüléket, és törölje le a hüvely körüli külső bőrfelületet tiszta, száraz kendővel vagy kifejezetten a hüvelyi területhez készült kendővel, hogy eltávolítsa a zselémaradványt.
8. Tisztítsa meg a készüléket (lásd 7. Tisztítás, karbantartás és tárolás).

6.3 Kezelés külső módban

Használat előtt a bőrfelület legyen borotvált, tiszta, száraz és mentes minden portól, izzadásgátlótól és dezodortól. Ezenkívül ügyeljen arra, hogy bőre ne legyen piros vagy gyulladt.

1. Vigyen fel kis mennyiséget a készülékhez mellékelt zseléből a 3 ezüst színű **elektródára** (#6, #7). A zselét nem kell belsőleg felvinni.
2. A külső módban való kezelésekhöz kapcsolja be a készüléket a **kezelőgomb** (#3) hosszú megnyomásával, majd röviden nyomja meg 3-szor. A külső mód aktív lesz, és a készülék az 1. energiaszintre kapcsol. A **kezelésjelző lámpa** (#4) bekapcsol (folyamatos fehér). Rezgést érez, és a készülék használatra kész.

3. Feküdjön le, és helyezze magát kényelembe. Kezdje a kezelést az 1. energiaszinten.
4. Tartsa a készülék alapját, és helyezze a 3 ezüst színű **elektrodát** (#6, #7) a szeméremajkákra. Az oldal háromszög alakja és az ezüst színű **elektrodák** (#6, #7) segítenek a készülék megfelelő elhelyezésében.



5. Amikor az **elektrodák** (#6, #7) jól érintkeznek a bőrrel, és mozgatja a készüléket, érzi, hogy az **elektrodák** (#6, #7) hőt bocsátanak ki. Mozgassa tovább lassan, de erősen a készüléket a bőrön. Ha nincs mozgás, a bipoláris rádiófrekvenciás energia nem működik.

i Kezelés közben körülbelül percenként egyszer rezgést érez.

6. Ha 5 perc elteltével megszokja a hőt, lépjen a 2. energiaszintre a **kezelógomb** (#3) rövid megnyomásával. A 3. energiaszint (magas) használatához nyomja meg a **kezelógombot** (#3) még egyszer.

i Ha az energiaszint megfelelő, de néha túl melegnek érzi, emelje meg a kezelendő területet, és/vagy mozgassa a készüléket a kezelési területen.

- i** Ha nehéznek találja a készülék bőron való mozgatását, vigyen fel újabb kis mennyiségű zselét a 3 ezüst színű **elektrodára** (#6, #7).
7. Csúsztassa tovább a készüléket a szeméremajkakon. 20 perc után a készülék kikapcsol.
- i** Fájdalom vagy kényelmetlenség esetén távolítsa el a készüléket, és a készülék használata előtt várjon, amíg jól érzi magát.
8. A kezelés végén távolítsa el a készüléket, és törölje le a hüvely körüli külső bőrfelületet tiszta, száraz kendővel vagy kifejezetten a hüvelyi területhez készült kendővel, hogy eltávolítsa a zselémaradványt.
9. Tisztítsa meg a készüléket (lásd 7. Tisztítás, karbantartás és tárolás).

6.4 A kezelés után

A belső vagy külső módban végzett kezelések után javasoljuk a következőket:

- kerülje a nagyon forró vizet a kezelés után 2 napig.
- forduljon orvoshoz, ha fertőzés, nagy duzzanat, pirosság, fájdalom vagy egyéb szokatlan tünetek mutatkoznak.

7. Tisztítás, karbantartás és tárolás

- Hüvelyi törölkendővel távolítsa el a zselémaradványt a készülékről és a kezelési felületről. Ezáltal megakadályozza, hogy a zselé megkeményedjen vagy kárt tegyen a készülékben.
- Ezután törölje szárazra a készüléket papírtörülővel.

- Javasoljuk, hogy tisztítás után a készüléket tárolja a piperecikkek tárolójában. A **védőburkolat** (#8) az **elektrodákra** (#6, #7) helyezhető, de ez nem feltétlenül szükséges.

i Maximum 70%-os alkoholtartalmú tisztítófolyadék használható, de soha ne használjon acetont vagy egyéb súroló hatású folyadékot, mert azok kárt tesznek a készülékben.

⚠ Soha ne mártsa a készüléket vagy annak bármely részét vízbe.

8. Hibaelhárítás

Ne próbálja meg módosítani, felnyitni és megjavítani a készüléket. Veszélyes elektromos alkatrészeknek teheti ki magát, és súlyos károkat okozhat magának. Valamint elveszíti a jótállást is.

Probléma	Magyarázat / teendők
A készülékem nem indul.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a készülék fel van-e töltve. Indítsa újra a készüléket.
Nem érzem, hogy hő távozik a készülékből.	<ul style="list-style-type: none">• Nem bocsát ki hőt, ha az elektrodák (#6, #7) nem érintkeznek jól a bőrrrel. Ez egy biztonsági funkció. Ügyeljen arra, hogy a kezelés előtt a készüléket jól a bőrhöz nyomja.• Nem bocsát ki hőt, ha nem vitt fel zselét, vagy ha a korábban felvitt zselé megszáradt. A zselét közvetlenül a kezelés előtt vigye fel.
A Kezelési mód jelző lámpa (#4) és az energiaszint-jelző lámpák (#5) váltakozva villognak.	<ul style="list-style-type: none">• Rendszerhiba van. Indítsa újra a készüléket.

Probléma	Magyarázat / teendők
A készülék nem töltődik.	<ul style="list-style-type: none"> Gondoskodjon arról, hogy az adapter csatlakoztatva legyen a készülékre és az áramforrásra. Húzza ki az adaptert (#10), majd a készülék visszaállításához csatlakoztassa újra. Ellenőrizze, hogy az USB-kábel (#9) nem sérült-e.
A készülék leállt a kezelés közben.	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen fel van töltve. A készülék automatikusan leáll a kezelés alatt, ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony, vagy ha rendszerhiba áll fenn.
A készülék leállt.	<ul style="list-style-type: none"> Indítsa újra a készüléket.

Ha a problémák továbbra is fennállnak, forduljon az Ügyfélszolgálathoz.

9. Ügyfélszolgálat

További információkért látogasson el a weboldalunkra: www.silkn.eu. Ez a használati utasítás PDF formátumban is elérhető és letölthető a weboldalunkról. A váratlan műveletek vagy események bejelentése miatt vagy a készülékkel kapcsolatos bármely más probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a Silk'n Ügyfélszolgálatával. Elérhetőségeink a következők:

Ország	Szervizszám	E-mail
Belgium	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Franciaország	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Németország	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Olaszország		servizioclientit@silkn.eu
Hollandia	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanyolország	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Egyesült Királyság	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu

Ország	Szervizszám	E-mail
Egyéb országok esetén	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

10. Cserealkatrészek

Vízbázisú hüvelyi zselét weboldalunkról rendelhet: www.silkn.eu, illetve hasonló terméket más forrásból is beszerezhet.

11. Jótállás

Kérjük, tanulmányozza a jótállásról szóló füzetet, amelyben teljes körű tájékoztatást talál.

- i** A gyártó nem vállal felelősséget a szabálytalan vagy helytelen használat miatt bekövetkezett károkért.

12. Hulladékkezelés

Ha a termék az életciklusa végéhez jut, kövesse országának az elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályait


12.1 Csomagolás

A csomagolást a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőben helyezze el. A kartonpapír, kartondoboz, vagy más hulladék papír és fólia hulladékot szelektív hulladékgyűjtőkbe helyezze.


12.2 Akkumulátor eltávolítása

A termék élettartamának végén ártalmatlanítás előtt ki kell venni az akkumulátort. Ehhez nyissa ki a készüléket. Ha ez megtörténik, akkor a készülék már a továbbiakban nem működik, valamint nem is javítható. Mindennemű garancia megszűnik, ha a készülék burkolata fel lett nyitva, az akkumulátor pedig eltávolításra került. Az ezen eljárásból adódó fizikai, vagy anyagi sérülésekért a Home Skinovations Ltd nem vállal felelősséget.

1. **A készülék lecsatlakoztatása:** Húzza ki a készüléket az áramellátásból, húzza ki az **USB-kábelt** (#9), és ellenőrizze, hogy az akkumulátor le van-e merülve.
2. **A burkolat nyitása:** Kis szerszámmal (pl. csavarhúzóval vagy késsel) nyissa fel a készülék házát.



3. **Vegye ki az akkumulátort:** Helyezze a készüléket stabil asztalra. Tartsa a nyomtatott áramköri kártyát (zöld) az egyik kezével, majd vegye ki óvatosan az akkumulátort a másik kezével. Az akkumulátor ne sérüljön.



12.3 Készülék

Ne dobja a háztartási hulladékba! A WEEE irányelv előírja, hogy ezt az elektromos készüléket (annak minden tartozékával és alkatrészével együtt) elektromos készülékek számára kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyeken helyezze el hulladékként. Ez biztosítja, hogy a készülék szakszerűen van ártalmatlanítva,

és megakadályozza* a káros anyagok környezetbe jutását. Gondoskodjon róla, hogy hulladékként való elhelyezés előtt a készülék lemerített állapotban legyen.

* Termékek a következő címkézéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.





13. Műszaki adatok





Modell	H2401
Technológia	RT™
Bipoláris rádiófrekvencia (frekvencia; maximum kimeneti teljesítmény, maximum kimeneti áramerősség)	1MHz ±30%; max. 8W
Használat és biztonság	Hőérzékelő a bőr túlhevülésének megakadályozására Érintő érzékelő és mozgásérzékelő
A használatok közötti szállítás és tárolás, valamint tárolási körülmények a következők	Hőmérséklet: - 40 és +70°C között Relatív páratartalom: max. 90%rH Légnyomás: 500 - 1060hPa
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 5 és 40°C között Relatív páratartalom: 15 és 90%rH között Légnyomás: 700 - 1060hPa
A használatok között a minimum tárolási hőmérsékletig eltelt idő minimum üzemi hőmérsékleten, 20 °C-os környezeti hőmérsékleten	30 perc

HU

A használatok között a maximum tárolási hőmérsékletig eltelt idő maximum üzemi hőmérsékleten, 20 °C-os környezeti hőmérsékleten	30 perc
Védelem áramütés ellen	II Osztály - töltési mód Belső erő - kezelési mód Orvosi eszköz alkalmazott rész BF
Védelem a víz vagy a részecskék káros behatolása ellen	IP23
Üzem mód	Folyamatos
Adapter	KSA-10D-050200HE (EU) KSA-100-050200HK (Egyesült Királyság)
Adapter bemenet; kimenet	100-240V; 50/60Hz; 0,3 A; 5,0V - 2,0A
A készülék várható élettartama	5 év

14. Jelek és szimbólumok

	Olyan állítás vagy esemény, amely a készülék használatakor lehetséges vagy fenyegető veszélyt jelez.
	Fontos információ a készülék használatához és karbantartásához.
	Az ezen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik a EU irányelv követelményeit.
IP23	A készülék védve van fröccsenő víz ellen, ha max. 60°-os szögben van döntve.
	Áramütés elleni védelem mértéke: BF típusú alkalmazott rész.

	Interferencia következhet be a készülék közelében.
	Ne dobja a háztartási hulladékba! A WEEE irányelv előírja, hogy ezt az elektromos készüléket (annak minden tartozékával és alkatrészével együtt) elektromos készülékek számára kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyeken helyezze el hulladékként.
	Kövesse a használati utasítást.
	Belül lítium akkumulátor van.
	Gyártás dátuma.
	Gyártó.
	EU meghatalmazott képviselő.
	A termék sorozatszám.

i Ez a készülék nem alkalmas gyúlékony érzéstelenítő keverék levegő vagy oxigén, illetve nitrogén-oxid jelenlétében való használatára.

15. Címkézés

Lásd a megfelelő részeket angol nyelven.

16. Kimeneti teljesítménygörbék

Lásd a megfelelő részeket angol nyelven.

17. EMC műszaki eredmények

Lásd a megfelelő részeket angol nyelven.

18. Jogi nyilatkozat

Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. Minden jog fenntartva.

A Home Skinovations Ltd fenntartja a jogot a termékeinek vagy előírásainak módosítására a teljesítmény, a megbízhatóság vagy a termék előállításának javítása érdekében. A Home Skinovations Ltd által megadott információk a megjelenés időpontjában helyesek és megbízhatóak. A Home Skinovations Ltd ugyanakkor nem vállal felelősséget a termék használatáért. A Home Skinovations Ltd nem ad ki a termékre vonatkozó semminemű engedélyt vagy szabadalmi jogot. A Home Skinovations Ltd. kifejezett írásos engedélye nélkül jelen dokumentum részei semmilyen célból sem sokszorosíthatók semmilyen elektronikus vagy mechanikus módszerrel. Az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Home Skinovations Ltd szabadalmakkal rendelkezik, valamint vannak folyamatban lévő szabadalmi beadványai, védjegyei, szerzői jogai, valamint egyéb szellemi tulajdonjogai, amelyek benne vannak a jelen a dokumentumban. A jelen dokumentum átadása nem biztosít semminemű szabadalomra vagy védjegyre vonatkozó jogot, szerzői jogot vagy egyéb szellemi tulajdonjogot, kivéve ha ehhez a Home Skinovations Ltd írásos engedély formájában hozzájárult. A Silk'n és a Silk'n logó a Home Skinovations Ltd, bejegyzett védjegye, székhelye Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.

HU